

Le must du must

*Consommables des systèmes
de stérilisation à basse
température V-PRO®*

Les consommables des systèmes de stérilisation à basse température V-PRO 1 PLUS®, V-PRO maX® et V-PRO 60® protègent vos instruments fragiles et optimisent l'utilisation de votre stérilisateur V-PRO.

MAÎTRISEZ l'assurance de stérilité

Les indicateurs biologiques et chimiques prouvent que les conditions de stérilisation ont été atteintes.

LIMITEZ les erreurs humaines

Les bandes indicatrices de traitement, étiquettes et cartes de consignation sont faciles à lire. Elles représentent visuellement l'état et le contenu de la charge.

PROTÉGEZ vos investissements en instruments

Les plateaux des stérilisateurs V-PRO forment une barrière protectrice autour des instruments les plus fragiles, qui demeurent ainsi stériles et parfaitement fonctionnels.





AGENT STÉRILISANT VAPROX® HC

L'agent stérilisant VAPROX HC tout-en-un est simple d'emploi. Il a été conçu avant tout dans un souci de sécurité. La cartouche autonome comporte deux membranes protectrices qui préservent le personnel des expositions aux produits chimiques. Un code matriciel de données crypté empêche l'utilisation d'agents stérilisants expirés.

AGENTS STÉRILISANTS ET CONSOMMABLES DU STÉRILISATEUR

RÉFÉRENCE	Description	Quantité
PB007	Agent stérilisant VAPROX® HC	3 gobelets/boîte
PB028*	Agent stérilisant VAPROX® HC (transport aérien)	4 gobelets/boîte
P093914-204	Papier pour imprimante à impact	3 rouleaux/boîte
P150828-440	Ruban pour imprimante à impact	2 rouleaux/boîte

*Emballage spécial pour le transport aérien limité à quatre cycles par gobelet.



EMBALLAGE

Les plateaux sont légers, robustes et disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à vos instruments. Les attaches de l'organiseur maintiennent les instruments en place et les protègent des secousses pendant le transport.



PLATEAUX ET ATTACHES D'ORGANISERS POUR STÉRILISATEURS V-PRO

Référence	Description	Quantité
VP0040	Plateau de stérilisation complet 10" x 10"	Deux ensembles plateau/couvercle
VP0041	Plateau de stérilisation complet 10" x 14"	Deux ensembles plateau/couvercle
VP0042	Plateau de stérilisation complet 10" x 17"	Deux ensembles plateau/couvercle
VP0043	Plateau de stérilisation complet 10" x 21"	Deux ensembles plateau/couvercle
VP0035	Couvercle de rechange 10" x 10"	Un couvercle
VP0036	Couvercle de rechange 10" x 14"	Un couvercle
VP0037	Couvercle de rechange 10" x 17"	Un couvercle
VP0038	Couvercle de rechange 10" x 21"	Un couvercle
VP0028	Kit d'organiseurs	Le kit contient 10 pièces pour chacune des 18 tailles d'organiseur (180 au total), avec 100 bases de verrouillage correspondantes
VP0027	Base de verrouillage pour organisateur	50 par paquet
VP0009	Organiseur 5 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0010	Organiseur 5 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0011	Organiseur 5 mm x 25 mm	20 par paquet
VP0012	Organiseur 9 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0013	Organiseur 9 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0014	Organiseur 9 mm x 25 mm	20 par paquet
VP0015	Organiseur 11 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0016	Organiseur 11 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0017	Organiseur 11 mm x 25 mm	20 par paquet
VP0018	Organiseur 14 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0019	Organiseur 14 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0020	Organiseur 14 mm x 25 mm	20 par paquet
VP0021	Organiseur 17 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0022	Organiseur 17 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0023	Organiseur 17 mm x 25 mm	20 par paquet
VP0024	Organiseur 19 mm x 6 mm	20 par paquet
VP0025	Organiseur 19 mm x 13 mm	20 par paquet
VP0026	Organiseur 19 mm x 25 mm	20 par paquet

Les tapis en silicone sont légers et robustes. Ils sont équipés de picots flexibles qui retiennent les instruments sans les abîmer.

TAPIS DE PLATEAU POUR STÉRILISATEURS V-PRO

Référence	Description	Quantité
VP0030	Tapis de plateau pour stérilisateur V-PRO 10" x 10"	2 par paquet
VP0031	Tapis de plateau pour stérilisateur V-PRO 10" x 14"	2 par paquet
VP0032	Tapis de plateau pour stérilisateur V-PRO 10" x 17"	2 par paquet
VP0033	Tapis de plateau pour stérilisateur V-PRO 10" x 21"	2 par paquet



POCHES

Les **poches STERIS** sont constituées de Tyvek¹, un matériau extrêmement robuste, et d'un film transparent de 58 microns. Elles existent dans une vaste gamme de tailles et de styles. Plusieurs options sont disponibles, par exemple des rouleaux permettant de choisir la longueur de la poche et des modèles thermoscellables.

POCHES THERMOSCELLABLES PLATES


RÉFÉRENCE	Description	Quantité	Dimensions externes
NWTP07520	Poche Tyvek 7,5 x 20 cm	1 000	7,5 x 20 cm
NWTP1028	Poche Tyvek 10 x 28 cm	1 000	10 x 28 cm
NWTP1530	Poche Tyvek 15 x 30 cm	1 000	15 x 30 cm
NWTP2040	Poche Tyvek 20 x 40 cm	1 000	20 x 40 cm
NWTP2545	Poche Tyvek 25 x 45 cm	750	25 x 45 cm
NWTP3060	Poche Tyvek 30 x 60 cm	750	30 x 60 cm

ROULEAU THERMOSCELLABLE/GAINE DE STÉRILISATION

RÉFÉRENCE	Description	Quantité	Dimensions externes
NWTY1070	Rouleau de stérilisation 10 cm x 70 m	2	10 cm x 70 m
NWTY1570	Rouleau de stérilisation 15 cm x 70 m	2	15 cm x 70 m
NWTY2070	Rouleau de stérilisation 20 cm x 70 m	2	20 cm x 70 m
NWTY2570	Rouleau de stérilisation 25 cm x 70 m	2	25 cm x 70 m
NWTY3070	Rouleau de stérilisation 30 cm x 70 m	2	30 cm x 70 m
NWTY3570	Rouleau de stérilisation 35 cm x 70 m	2	35 cm x 70 m
NWTY4070	Rouleau de stérilisation 40 cm x 70 m	2	40 cm x 70 m
NWTY5070	Rouleau de stérilisation 50 cm x 70 m	2	50 cm x 70 m
NWTY7570	Rouleau de stérilisation 7,5 cm x 70 m	2	7,5 cm x 70 m

*Thermoscelleuse vendue séparément ; numéro de commande 866484.

¹Tyvek est une marque déposée de Dupont.




ÉTIQUETTES

Les **étiquettes adhésives VH202 Vaporized VERIFLY™ avec indicateur de traitement** évitent les mélanges entre les paquets traités et non traités. Les étiquettes permettent également d'enregistrer les spécificités de la charge, notamment le contenu, la date de stérilisation, les numéros de charge et les initiales du technicien.




• Pour stérilisateur V-PRO, V-PRO 1 Plus et V-PRO maX



• Pour stérilisateur à basse température V-PRO, V-PRO 1 Plus, V-PRO maX et V-PRO 60

BANDES INDICATRICES DE TRAITEMENT

Les **bandes indicatrices de traitement VH202 Vaporized VERIFLY™** et les **indicateurs chimiques VERIFLY™ HPI** signalent instantanément la pénétration de l'agent stérilisant. Placées dans chaque poche, récipient ou article enveloppé, les bandes indicatrices de traitement détectent les problèmes éventuels de pénétration de l'agent stérilisant pendant la stérilisation.



CARTES DE CONSIGNATION

Les **cartes de consignation Verdoc™ Vaporized VH202 avec indicateur de traitement** donnent en permanence des informations sur le contenu de la charge. Fabriquée en Tyvek, un matériau compatible avec le peroxyde d'hydrogène, la carte de consignation peut être placée à l'intérieur de la charge. L'indicateur de traitement est un témoin irréfutable de stérilisation.

INDICATEURS BIOLOGIQUES ET ACCESSOIRES

L'**indicateur biologique autonome* VERIFLY™ V24I** facilite le contrôle microbien. Il suffit de le placer à l'intérieur d'une poche de stérilisation à basse température, de traiter et d'incuber.

En une seule opération rapide, l'**activateur HP pour indicateur biologique autonome VERIFLY™** scelle et brise le flacon, le préparant ainsi pour l'incubation. Les incubateurs sont vendus séparément.



INDICATEURS BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

Référence	Description	Quantité
PCC057	Étiquette adhésive avec indicateur de traitement VERIFLY Vaporized VH202	1 000 par rouleau
PCC056	Bande indicatrice de traitement VERIFLY HPI Vaporized VH202 (non destinée au stérilisateur V-PRO 60)	200 par boîte
PCC062	Indicateur de traitement chimique VERIFLY HPI	200 par boîte
RK033	Carte de consignation Verdoc Vaporized VH202 avec indicateur de traitement	50 par boîte
RK032	Bande simple	9 rouleaux/lot
LCB022	Indicateur biologique autonome VERIFLY V24I	50 par boîte
LCB004	Activateur HP pour indicateur biologique autonome VERIFLY	Unitaire
LCB024	Challenge Pack VERIFLY V24I	5 par boîte/ 5 contrôles
S3271	Incubateur 6 flacons VERIFLY	Unitaire
S3082	Incubateur 28 flacons VERIFLY	Unitaire

*Les indicateurs biologiques autonomes VERIFLY V24I sont également utilisables dans les stérilisateur STERRAD 200, 100S, 100NX et NX.

Systemes de stérilisation à basse température V-PRO

*...continuer à élever les standards de la
stérilisation à basse température.*



Les performances de productivité, de compatibilité matérielle et de rentabilité des **stériliseurs V-PRO** sans plasma offrent aux services de traitement par stérilisation **le must du must.**

Pour plus d'informations, contactez dès
aujourd'hui votre représentant STERIS
ou visitez le site www.steris.com

 **STERIS**